

Nachweisgrenzen

Element	Stahl	Guß	Alu- minium	Kup-fer	Gold	Silber	Platin	Palla- dium	Rh	Iridium	Cd	Mg	Nickel	Blei	Zink
Ag					2	-	1	5	2	1	1				
Al	0,5	0,5			<1	<1	2	1	1	1			5		1
As	10	10		5	5	2		6	16	3					5
Au				1	-	<1	4	3	13						
B	0,1	0,1													
Be			5		<1			1	-	-					
Bi			20	10	4	2	4	2	30	8				10	
C	0,5														
Ca	0,1		<1	<1	-				4	4					
Cd				1	4	1	3	15	-	-					1
Co	20			10	2	-	2	1	3	2			10		10
Cr	0,1		1	<1	<1	<1	<1	<1	9	2			1		
Cu	0,5		1		<1	<1	<1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fe			10	5	<1	<1	<1	3	10	8		5			
Ga			20												
In					-	<1			-	-					
Ir							5		-	-					
Mg			<10	1	<1	<1	2	2	1	1			1		
Mn	0,5		5	1	<1	<1	1	1	4	4		5			
Mo	5				-		<1		12	1			<5		
N	5	5		2											
Na			1												
Nb	5														
Ni	5		5	2	<1	<1	1	1	1	1	1				
O	10	10		20											
Os							8		11	6					
P	2	1		10											
Pb	5	5	5	2	2	3	2	2	14	6	1				1
Pd					<1	<1	1		1	9					
Pt					1	<1		5	9	9					
Rh					2		2	6	-	23					
Ru							1	1	18	5					
S	2	<1		2									5		
Sb	5	5		5	2	3	10	5	-	-					3
Se	50			5	3	<1				-	-				
Si	0,5		1	1	1	1	2	3	10	10		1	5		
Sn	5	5	10	5	3	1	6	6	5	6	5				5
Ta	300														
Te					2	1		5	<2	<1					
Ti	5	5	5				2		-	-					
V	10		10												
W	10						2	<1		3					
Zn	5		20	10	2	1	2	2	9	2	5	20*			5
Zr	20		10				2	6	-	-					

